

PANNELLO VIRUS ERPETICI

**CMV, EBV, VZV,
HSV-1, HSV-2, HHV-6, Enterovirus**

Prodotti per l'analisi qualitativa e/o quantitativa degli acidi nucleici dei **principali virus erpetici e di Enterovirus**, validati con un'ampia gamma di matrici biologiche.

CARATTERISTICHE



Target

I più comuni virus erpetici e l'enterovirus



Tecnologia

Real Time PCR



Materiale di partenza

Sangue, plasma, urina, CSF, liquido amniotico, tamponi
(in funzione del kit)



Automazione

QIAasympyphony

- ✓ Estrazione + PCR set up in continuo
- ✓ Completa tracciabilità
- ✓ Connessione al LIS

FLUSSO DI LAVORO


Estrazione
DNA/RNA



Real Time
PCR



Analisi
dei risultati



COMPATIBILITÀ



**MIX UNICA PRONTO USO
COMPRENSIVA DI UNG**



**PROFILO TERMICO IN
COMUNE PER I VIRUS
ERPETICI**



**ANALISI QUALITATIVA
E/O QUANTITATIVA**



**CONTROLLO INTERNO
ENDOGENO E ESOGENO**



**CONTROLLI POSITIVI
INCLUSI**



**ALTA SENSIBILITÀ
E SPECIFICITÀ**

Estrazione Automatica

- QIAasymphony® (Estrazione DSP DNA Mini, cod. NLM AA1439/192)
- MagCore® (Estrazione DNA da sangue intero pronto all'uso, cod. NLM AA1185)

Estrazione Manuale

- Estrazione DNA manuale da colonnina (cod. NLM AA1001)

Strumento Real Time

- CFX96
- ABI7500 Fast
- RotorgeneQ

Nome	Codice	Codice curva di calibrazione
CMV Real Time	AA1489/48	GA028/2
EBV Real Time	AA1572/48	GA031/2
HSV-1 Real Time	AA1582/24	GA032/4
HSV-2 Real Time	AA1583/24	GA033/4
HHV-6 Real Time	AA1584/24	GA034/4
VZV Real Time	AA1585/24	GA035/4
ENTEROVIRUS Real Time	AA1587/24	GA037/4

48
TEST

2
CURVE

24
TEST

4
CURVE



NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.

Viale delle Industrie, 3
20049 Settala (Milano) - ITALIA
TEL. 02 952451 - FAX 02 95245237.8
segreteria@nlm.it - www.nlm.it



www.nlm.it